HIDRÓXIDO DE CALCIO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Hidróxido de Calcio en polvo es usado en la clínica de endodoncia, es indicado en varias situaciones, tanto en los casos de pulpa viva, como pulpa necrosada con presencia o no de periodontitis apical, como material capeador de pulpa en exposición pulpar accidental y pulpotomías. Favorece el reparo periapical con la deposición de tejido mineralizado.

2. COMPOSICIÓN
Hidróxido de calcio

3. INDICACIONES
Hidróxido de calcio está indicado como material de cura intracanal. Estimula la formación de dentina reparadora aumentando su espesor y dando mayor protección al tejido pulpar.
- Como protector pulpar directo, en los tratamientos de operatoria dental.
- Como irrigante pulpar (cuando es combinado con otras soluciones) en los tratamientos de conducto radicular (endodoncia).
- Para tratamientos de pulpotomía.
- Para medicación tópica e intraconducto.

4. INSTRUCCIONES DE USO:
- **Solución de Hidróxido de Calcio:**

- Solubilice el contenido del frasco (10 g de Hidróxido de calcio) en 100mL de agua destilada.
- Mantener la mezcla en reposo para la sedimentación y, utilice la solución de la parte superior.
- Irrigue el conducto radicular con la solución cuantas veces sea necesario.

Esta solución alcalina debe ser utilizada antes que la solución pulpar y restauración sean colocadas, en todos los tipos de cavidades, independiente de la profundidad.
- **En la endodoncia:** Prepare una pasta de Hidróxido de calcio con el medio de elección (agua destilada, paramonoclorafenol alcanforado y otros). Llenar el conducto con la pasta obtenida.

5. ADVERTENCIAS:
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Evite el contacto prolongado ó repetido con la piel puede ocasionar dermatitis alérgica de contacto.
- El contacto con la piel puede causar irritación, quemaduras e hipersensibilidad.
- Si se produce erupción cutánea y sensibilidad u otra reacción alérgica, suspenda su uso y busque atención médica.
- Si se produce contacto con la piel, límpiela inmediatamente con algodón y alcohol y luego lávela bien con agua y jabón.
- Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua y consulte a un médico.
- No debe utilizarse en pacientes que tengan antecedentes de reacción alérgica grave a cualquiera de los componentes.
- Evite la inhalación prolongada.

6. PRECAUCIONES:
- Producto deuso exclusivamente profesional.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No utilizar el producto con el plazo de validez vencido.
- No ingiera, en caso ocurra busque ayuda médica.
- No utilizar si el envase está dañado.

7. CONTRAINDICACIONES:
No utilizar en pacientes alérgicos al Hidróxido de Calcio.
Encaso de alergias, consultar al especialista.

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
- Después de cada uso mantener bien cerrado el frasco.
- Mantener en un lugar fresco y seco.
- Mantener alejado de la luz solar.
- Almacenar a temperaturas menores de 30°C

9. TIEMPO DE VIDA ÚTIL:
El tiempo de vida útil del producto a temperatura ambiente es de 4 años.

10. PREESENTACIÓN:

DISPOSITIVO MÉDICO	FORMA DE PRESENTACIÓN
Hidroxido de Calcio	Caja de cartón foldcote con (01) frasco blanco de polietileno de alta densidad con tapa blanca de polipropileno conteniendo 10 g de Hidróxido de Calcio + sello de seguridad de alupol.

Límite superior de temperatura		Número de lote	LOT
Mantener alejado de la luz solar		Fecha de vencimiento	
Mantener en seco		Consultar instrucciones de uso	
No estéril		Precaución. consultar los documentos adjuntos	
No utilizar si el envase está dañado		Fabricante	
Número de catálogo	REF		

El fabricante no se hace responsable por los daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

11. FECHA DE REVISIÓN
Revisión:01
Fecha: 2024-02-19

Fabricado por: MEDENFAR LAB S.A.C.
R.U.C. 20604554668
Jr. Pariacoto 698, Breña - Lima - Perú.

Para: MEDENFAR CORP S.A.C.
R.U.C. 20604554641
Jr. Aguarico 391, Breña - Lima - Perú.
R.S. N° DM0727N