# EUGENOL

**1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** El Eugenol es un líquido derivado fenólico conocido como aceite de clavo, generalmente asociado con el Óxido de Zinc, estos dos compuestos dan lugar a una reacción de quelación, como producto se obtiene un cemento que gracias a las propiedades del Eugenol cuenta con acción analgésica, antiséptica, antiinflamatoria y cicatrizante.

**2. COMPOSICIÓN:** Eugenol.

**3. INDICACIONES:** •El Eugenol generalmente se asocia al Óxido de Zinc para formar un cemento que puede ser utilizado para: Relleno temporal. •Cavidades profundas. •Sellado de canales radiculares.

**4. INSTRUCCIONES DE USO:** 1. Desenroscar la tapa y colocar con el gotero unas gotas de Eugenol sobre una placa. 2. Colocar Óxido de Zinc sobre la placa en proporciones y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea, en una consistencia adecuada según lo sugerido a continuación: 2.1. Relleno temporal: La pasta de Óxido de Zinc y Eugenol debe ser consistente y debe adherirse a la placa de vidrio. 2.2. Cavidades profundas: Proporciona efecto calmante, debe ser una pasta cremosa que posibilite el contacto del Eugenol con la dentina. 2.3. Sellado de canales radiculares: Debe ser una pasta más cremosa de Óxido de Zinc y Eugenol.

**5. ADVERTENCIAS:** •Uso por especialistas en odontología. •Puede causar irritación en la piel, el contacto con la mucosa puede causar una sensación picante y puede conllevar a una quemadura superficial. •Después del contacto con los ojos: Lavar con abundante agua manteniendo el párpado abierto durante 15 minutos, consultar al oftalmólogo. • No ingerir.

**6. PRECAUCIONES:** • Antes de manipular el producto, leer las instrucciones de uso en la caja y la ficha de datos de seguridad. • Restos de cemento de Óxido de Zinc - Eugenol inhiben la polimorización de las resinas. • Mantener bien cerrados los recipientes fuera del alcance de los niños. • Interacciones con el Hierro y Zinc.

**7. CONTRAINDICACIONES:** • No utilizar en pacientes con alergia comprobada a este compuesto. • Cuando se realice obturaciones directas con resinas o acrílicos, está contraindicado el Eugenol o los cementos a base de Eugenol, pues interfiere en el proceso de polimerización. • Contraindicado para gestantes, por provocar contracciones en la musculatura del útero.

**8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** •Almacenar a temperaturas menores de 30°C, proteger de luz, calor o humedad. •Utilizar antes de la fecha de vencimiento impresa en el envase. • No utilizar si el envase está dañado.

**9. TIEMPO DE VIDA ÚTIL:** • El tiempo de vida útil del producto es de 4 años.

**10. PRESENTACIÓN:** Caja de cartón foldcote con (01) frasco ámbar de vidrio tipo III con tapa blanca de polipropileno con cuentagotas transparente de polietileno de alta densidad conteniendo 15 mL de Eugenol.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Límite superior de temperatura | 30°C | Número de lote | LOT |
| Mantener alejado de la luz solar | | Fecha de vencimiento | |
| Mantener en seco | | Consultar instrucciones de uso | |
| No estéril | NON STERILE | Precaución, consultar los documentos adjuntos | |
| No utilizar si el envase está dañado | | Fabricante | |
| Número de catálogo | REF | | |

**11. FECHA DE REVISIÓN**
Revisión: 01
Fecha: 2024-03-06

**Fabricado por:**
**MEDENFAR LAB S.A.C.**
**R.U.C. 20604554668**
**Jr. Pariacoto 698, Breña - Lima - Perú.**

**Para: MEDENFAR CORP S.A.C.**
**R.U.C. 20604554641**
**Jr. Aguarico 391, Breña - Lima - Perú.**
**R.S. N° DM0730N**