Paramono clorofenol alcanforado líquido

DenArt®

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO LÍQUIDO es una solución transparente, de color incoloro a ligeramente amarillento, con aroma característico de alcanfor. La presencia de fenol y cloro en su composición, proporciona acción antiséptica y presenta un amplio espectro antimicrobiano. El alcanfor, además de servir como medio, disminuye la acción irritante del derivado fenólico, resultando en una sustancia de bajo poder de agresión a los tejidos vivos en la concentración presentada.

2. COMPOSICIÓN: Paraclorofenol. Excipientes: Alcanfor, Alcohol Etílico Rectificado 96°, Agua Purificada.

3. INDICACIONES: Paramonoclorofenol alcanforado líquido está indicado como medicación en el interior de los conductos (intraconducto) de la pieza dentaria, durante los procedimientos odontológicos. •Desinfección de la dentina después de la preparación de la cavidad. •Desinfección después de pulpectomía y apósito pulpar. •Tratamiento de la inflamación postraumática. •Desinfección del conducto radicular.

4. INSTRUCCIONES DE USO: 1. Después de la instrumentación del conducto radicular, proceder a secar el conducto radicular. 2. Aplicar el producto en un algodón y secar con una torunda de algodón. 3. Colocar el algodón seco conteniendo el producto en la base de la cámara de la pulpa. 4. Cerrar herméticamente con cemento apropiado. 5. El tiempo estimado de uso es de 24 a 48 horas. Posteriormente, remueva el curativo y proceda con la obturación del conducto radicular.

5. ADVERTENCIAS: •Evite el contacto con los ojos y la piel. •Evite el contacto prolongado o repetido con la piel puede ocasionar dermatitis alérgica de contacto. •El contacto con la piel puede causar irritación, quemaduras e hipersensibilidad. •Si se produce erupción cutánea y sensibilidad u otra reacción alérgica, suspenda su uso y busque atención médica. •Si se produce contacto con la piel, limpiela inmediatamente con algodón y alcohol y luego lávela bien agua y jabón. •Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua y consulte a un médico. •No debe utilizarse en pacientes que tengan antecedentes de reacción alérgica grave a cualquiera de los componentes. •Evite la inhalación prolongada.

6. PRECAUCIONES: •Producto de uso exclusivamente del cirujano-dentista. •Mantenga fuera del alcance de los niños. •No utilizar el producto vencido. •No ingiera, en caso ocurra busque ayuda médica. •No utilizar si el envase está dañado. •El producto es para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones.

7. CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en pacientes con sensibilidad a alguno de los componentes del producto. En caso de alergias, consultar al especialista.

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: •Después de cada uso, mantener bien cerrado el frasco. •Mantener en un lugar fresco y seco. •Mantener alejado de la luz solar. •Almacenar a temperaturas menores de 30 °C.

9. TIEMPO DE VIDA ÚTIL: El tiempo de vida útil del producto a temperatura ambiente es de 4 años.

10. PRESENTACIÓN

DISPOSITIVO MÉDICO	FORMA DE PRESENTACIÓN
PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO LÍQUIDO	Caja de cartón foldcote con (01) frasco ámbar gotero de vidrio tipo III + (01) tapa blanca tipo sombrero de polipropileno conteniendo 20 mL de Paramonoclorofenol Alcanforado Líquido.

Límite superior de temperatura	30°C	Número de lote	LOT
Mantener alejado de la luz solar		Fecha de vencimiento	
Mantener en seco		Consultar instrucciones de uso	
No estéril	NON STERILE	Precaución. consultar los documentos adjuntos	
No utilizar si el envase está dañado		Fabricante	
Número de catálogo	REF	Producto corrosivo	

El fabricante no se hace responsable por los daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

11. FECHA DE REVISIÓN
Revisión: 01
Fecha: 2024-04-05

Fabricado por:
MEDENFAR LAB S.A.C.
R.U.C. 20604554668
Jr. Pariacoto 698, Breña - Lima - Perú.

Para: MEDENFAR CORP S.A.C.
R.U.C. 20604554641
Jr. Aguarico 391, Breña - Lima - Perú.
R.S. N° DM0757N