GRABART®

ÁCIDO FOSFÓRICO 37% GEL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ácido fosfórico 37% Gel es un agente grabador de base acuosa que contiene un 37% de ácido fosfórico para acondicionar la estructura del esmalte y la dentina, el ácido fosfórico 37% gel graba y desmineraliza el esmalte y la dentina, proporcionando una superficie microretentiva necesaria para garantizar una buena unión. La propiedad especial de la formulación de ácido fosfórico 37% Gel es no dejar residuos de sílice. Posee un color celeste claro que facilita su visualización y control durante la aplicación, además posee buena afinidad con el agua, lo que permite su fácil remoción del grabado.

2. COMPOSICIÓN

Ácido fosfórico al 37%.

Excipientes: Sepigel 305, cetrimida, colorante azul de metileno y agua purificada..... c.s.p. 100 g.

3. INDICACIONES

Ácido Fosfórico 37% Gel se utiliza en la técnica de grabado selectivo del esmalte o grabado total de esmalte y dentina para las siguientes indicaciones: •Cementaciones adhesivas, coronas, carillas, puentes.

•Cementación de Brackets. •Sellado de fisuras. •Agente limpiador para materiales de restauración dental.

4. INSTRUCCIONES DE USO

Preparación:

1. Retire el tapón de la jeringa del ácido fosfórico 37% gel.
2. Gire firmemente una punta de aplicación sobre el extremo de aplicación de la jeringa.
3. Compruebe la instalación de la punta de aplicación y el flujo del grabador antes de la aplicación intraoral.

Aplicación:

4. Limpiar: preparar la cavidad o área a ser grabada, limpiándola y secándola, si es necesario aplicar un protector pulpar.
5. Aislar: un campo de trabajo limpio y seco es esencial para el procedimiento de grabado con el ácido fosfórico 37% gel y evita la contaminación del área de trabajo.
6. Grabado: aplicar suavemente el gel grabador directamente sobre la superficie a grabar. El gel deberá ser aplicado por 15-20 segundos, ya sea en esmalte o en dentina. El control del tiempo indicado evita una lesión a la dentina.
7. Enjuague: después de los 15-20 segundos de aplicación, el diente debe ser lavado con abundante agua hasta remover totalmente el ácido de la superficie dental.
8. Secado: eliminar el exceso de agua con aire libre de aceite o motas de algodón. La dentina deberá estar seca pero no deshidratada (mantener la dentina humedecida).
9. Proceder de inmediato con la aplicación del agente adhesivo, conforme a las instrucciones de uso del mismo.

5. ADVERTENCIAS

• El ácido fosfórico que contiene el producto es un elemento irritante grave de los ojos y de la piel. • Si se deja que el grabador permanezca sobre la piel o las mucosas durante largos periodos de tiempo, se pueden provocar lesiones. En caso de contacto con otros tejidos, lave inmediatamente con bastante agua durante varios minutos. • Si salpica accidentalmente en el ojo, lávelo con abundante cantidad de agua y busque atención médica de inmediato. • Verifique el flujo de la jeringa antes de aplicarla intraoralmente. Si encuentra resistencia, sustituya la punta y vuelva a verificar. • La permanencia del producto sobre la superficie dental por tiempos superiores a los especificados puede causar desmineralización excesiva.

6. PRECAUCIONES

• Producto de uso exclusivamente profesional. • Mantenga fuera del alcance de los niños. • No utilizar el producto con el plazo de validez vencido. • No ingiera, en caso ocurra busque ayuda médica. • No utilizar si el envase está dañado.

7. CONTRAINDICACIONES

• No utilizar en pacientes alérgicos a algunos de los componentes.

• En caso de alergias consultar al especialista. • No debe ser usado en tejido pulpar.

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

• Después de cada uso mantener las jeringas bien cerradas, en un lugar fresco y seco. • Mantener alejado de la luz solar. • Almacenar a temperaturas menores de 30°C.

9. TIEMPO DE VIDA ÚTIL

El tiempo de vida útil del producto a temperatura ambiente es de 4 años.

10. PRESENTACIÓN

ÁCIDO FOSFÓRICO 37% GEL 12 g	Caja de cartón foldcote con una (01) Jeringa de polipropileno x 10 mL conteniendo 12 g de ácido fosfórico con un tapón de jeringa de polipropileno + bolsa de polietileno de alta densidad conteniendo (15) puntas de aplicación.
ÁCIDO FOSFÓRICO 37% GEL 5 g	Caja de cartón foldcote con una (01) Jeringa de polipropileno x 5 mL conteniendo 5 g de ácido fosfórico con un tapón de jeringa de polipropileno + bolsa de polietileno de alta densidad conteniendo (10) puntas de aplicación.
ÁCIDO FOSFÓRICO 37% GEL 2,5 g	Caja de cartón foldcote con una (01) Jeringa de polipropileno x 3 mL conteniendo 2,5 g de ácido fosfórico con un tapón de jeringa de polipropileno + bolsa de polietileno de alta densidad conteniendo (05) puntas de aplicación.

Límite superior de temperatura		Número de lote	
Mantener alejado de la luz solar		Fecha de vencimiento	
Mantener en seco		Consultar instrucciones de uso	
No estéril		Precaución. consultar los documentos adjuntos	
No utilizar si el envase está dañado		Fabricante	
Producto corrosivo		Número de Catálogo	

El fabricante no se hace responsable por los daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

11.FECHA DE REVISIÓN

Revisión: 02

Fecha: 2024-03-04

Fabricado por: MEDENFAR LAB S.A.C.
R.U.C. 20604554668
Jr. Pariacoto 698, Breña - Lima - Perú.

Para: MEDENFAR CORP S.A.C.
R.U.C. 20604554641
Jr. Aguarico 391, Breña - Lima - Perú.
R.S. N° DM0716N